

Xcelens Exclusive Formula

Xcelens International è lieta di presentare un' innovativa ed esclusiva linea di prodotti a base di acido ialuronico, sviluppata unicamente per assicurare al personale medico e quindi ai pazienti un totale confort, soddisfazione ed affidabilità durante gli impianti di riempimento e i trattamenti di biostimolazione: **GENYAL®!**

La gamma **GENYAL®** nasce da un'esperta **équipe italo-svizzera** di chimici, tecnici, ingegneri e professionisti che operano nel settore medico estetico con l'obiettivo di creare di anno in anno soluzioni più avanzate e tecnologicamente all'avanguardia.

- **Monofasico**
- **Facile Utilizzo**
- **Risultati immediati**
- **Effetto naturale**
- **HA altamente purificato**
(il più basso livello di endotossine < 0.05 EU/g)
- **Miglior equilibrio di visco-elasticità**
- **Riassorbimento naturale**
- **Lunga Durata**
(da 8 a 18 mesi)

Tecnologia innovativa



vai su www.genyal.ch
per vedere la nostra
tecnologia

• x c e l e n s

XCELENS INTERNATIONAL Sgl
Via Soldini 22 • Chiasso
CH 6830 • Svizzera
Tel. +41 786.58.57.10
info@xcelens.ch - xcelens.ch

 **SWISS EXCELLENCE**

GENYAL®

the ultimate generation of fillers

www.genyal.ch



HYALURONIC DERMAL FILLER

GENYAL®

Polyvalent



CONTENUTO	1 ML
CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	★★★★
VISCOSITÀ DINAMICA	500.000 mPas
AGHI	2 X 27G

TRATTAMENTI: contorno labbra, codice a barre, glabella, rughe del viso, rughe della fronte, rughe periorculari, pieghe nasogeniene, rughe perilabiali, commissura labiale.

il filler per tutte le soluzioni

I continui **studi chimico-fisici** sulla reticolazione hanno portato, nella sintesi di tutta l'esperienza fino ad oggi, alla creazione e lo sviluppo di un prodotto **geniale** che accorpa in un'unica soluzione tutti i benefici desiderati dal personale medico e dai pazienti, ovvero **sicurezza, naturalezza, lunga durata e impianti confortevoli**: per questo motivo è stato formulato **Genyal® Polyvalent**, il filler polivalente per tutti i tipi di correzioni estetiche.

Genyal® Polyvalent:

- Tratta tutti i tipi di rughe leggere e medio-profonde
- Ridisegna il contorno labbra ed aumenta il volume

CARATTERISTICHE PECULIARI

Gli ultimi progressi nel campo hanno mostrato come i filler polivalenti siano, ad oggi, il miglior upgrade possibile, ma, le caratteristiche peculiari di **Genyal®** lo rendono un prodotto unico:

- **Origine non animale:** ialuronato di sodio ottenuto per biofermentazione, filler ad alta concentrazione a doppia azione: 23mg/1ml di acido ialuronico reticolato con aggiunta di acido ialuronico libero ad azione biostimolante.
- **Prodotto ad altissimo peso molecolare (3 milioni di Dalton):** questa caratteristica, insieme alla reticolazione, ci permette di aumentare al massimo la resistenza alla degradazione esercitata dalle ialuronidasi e quindi di massimizzare la permanenza nel tessuto.
- **Cross-linking con eterebutanedioldiglicidico (BDDE)**, l'agente reticolante universalmente riconosciuto quale il meno tossico in assoluto, il che assicura il minimo rischio di allergie in quanto in assoluto, il che assicura il minimo rischio di allergie
- **Preparato monofasico:** tutti i prodotti della gamma **Genyal®** sono monofasici, **quindi non contengono particelle, cosa che garantisce l'omogeneità del gel.**



HYALURONIC DERMAL FILLER

GENYAL®

Volumae



CONTENUTO	1 ML
CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	★★★★
VISCOSITÀ DINAMICA	1MLN mPas
AGHI	2 X 27G

TRATTAMENTI: guance, pieghe nasogeniene, commissura labiale, aumento del volume delle labbra, mento, rughe del viso, correzione nasale.

per tutti i tipi di volume

Genyal® Volumae è il filler con il miglior equilibrio tra alta viscosità, elasticità e lunga durata combinato al totale confort, soddisfazione e affidabilità durante l'impianto di riempimento.

I risultati eccellenti conseguiti con **Genyal® Polyvalent** hanno condotto alla creazione di un prodotto specifico per trattare i volumi del viso sebbene mantenendo le caratteristiche della gamma **Genyal®**: il risultato è un gel altamente reticolato (contenente anch'esso 23mg/1ml di acido ialuronico) il quale è iniettato con un ago 27G per raggiungere il livello desiderato senza causare trauma ai tessuti.

Genyal® Volumae:

- Riempie i solchi e tratta le rughe profonde nella cute spessa
- Ripristina o crea volumi del viso
- Aumenta il volume delle labbra

La durata è eccezionale per un prodotto riassorbibile: **essa varia tra 8 e 18 mesi dall'impianto.**

EFFETTI SPETTACOLARI ED ECCEZIONALE DURATA



HA-GLYCEROL BIO-RESTRUCTURING GEL

GENYAL®

Genyalift



CONTENUTO	1 ML
CONCENTRAZIONE HA	18MG/ML
AGENTE STABILIZZANTE	GLYCEROL 20MG/ML
PESO MOLECOLARE	3 MLN DALTON
AGHI	2 X 30G

TRATTAMENTI: glabella, rughe della fronte, rughe periorculari, guance, pieghe nasogeniene, commissura labiale, collo, rughe del viso, mani, smagliature, decolletè, viso.

la biostimolazione ai massimi livelli

E' ormai indiscutibile che riempire le rughe e aumentare il volume non è il solo modo per ottenere il ringiovanimento totale del viso; per questo l'acido ialuronico naturale, non reticolato, svolge importanti funzioni per contrastare e prevenire l'invecchiamento, recuperando l'elasticità ed il turgore cutaneo.

La particolare formulazione di **Genyal® Genyalift**, con un'**altissima concentrazione di acido ialuronico (18mg/1ml)** unita ad un'**alta concentrazione di Glicerolo (20mg/ml)** e ad un **peso molecolare altissimo (3 milioni di Dalton: il doppio o anche il triplo rispetto a molti preparati concorrenti)**, consente di ricreare l'ambiente fisiologico ottimale per la proliferazione e la migrazione dei fibroblasti e per la neosintesi di collagene, elastina ed altri costituenti della matrice extracellulare.

Genyal® Genyalift può essere usato non solo su tutti i distretti del viso, ma anche in altre zone come decolletè e dorso delle mani, con programmi diversi a seconda del grado d'invecchiamento cutaneo; in linea generale, si programmano 2-3 trattamenti iniziali a breve distanza l'uno dall'altra (15-30gg), per poi proseguire con altre sedute di mantenimento a distanza di 2-3 mesi circa.

