



PARTNER D'ECCELLENZA

DISTRIBUTORE UNICO AUTORIZZATO PER L'ITALIA

PRESENTS



**GENYAL<sup>®</sup>**

the ultimate generation of fillers



## Xcelens Exclusive Formula

**Xcelens International** è lieta di presentare un'innovativa ed esclusiva linea di prodotti a base di acido ialuronico, sviluppata unicamente per assicurare al personale medico e quindi ai pazienti un totale comfort, soddisfazione ed affidabilità durante gli impianti di riempimento e i trattamenti di biostimolazione: **GENYAL®!** La gamma **GENYAL®** nasce da un'esperta **equipe Italo - svizzera** di chimici, tecnici, ingegneri e professionisti che operano nel settore medico estetico con l'obiettivo di creare di anno in anno soluzioni più avanzate e tecnologicamente all'avanguardia.

- **Bifasico a doppia azione** • **Facile Utilizzo** • **Risultati immediati** • **Effetto naturale**
- **HA altamente purificato** (il più basso livello di endotossine < 0.05 EU/g)
- **Miglior equilibrio di visco-elasticità**
- **Riassorbimento naturale** • **Lunga Durata** (da 8 a 18 mesi)

I continui **studi chimico-fisici** sulla reticolazione hanno portato, nella sintesi di tutta l'esperienza fino ad oggi, alla creazione e lo sviluppo di un prodotto **geniale** che accorpa in un'unica soluzione tutti i benefici desiderati dal personale medico e dai pazienti, **ovvero sicurezza, naturalezza, lunga durata e impianti confortevoli**: per questo motivo è stato formulato **Genyal® Polyvalent**, il filler polivalente per tutti i tipi di correzioni estetiche.

**Genyal® Polyvalent:**

- Tratta tutti i tipi di rughe leggere e medio-profonde
- Ridisegna il contorno labbra ed aumenta il volume

**CARATTERISTICHE PECULIARI**

Gli ultimi progressi nel campo hanno mostrato come i filler polivalenti siano, ad oggi, il miglior upgrade possibile, ma le **caratteristiche peculiari** di **Genyal®** lo rendono un prodotto unico:

- **Preparato bifasico di origine non animale**  
ialuronato di sodio ottenuto per biofermentazione, filler ad alta concentrazione a doppia azione: 23mg/ml di acido ialuronico reticolato con aggiunta di acido ialuronico libero ad azione biostimolante.
- **Prodotto ad altissimo peso molecolare (3.000.000 Daltons)**  
questa caratteristica, insieme alla reticolazione, ci permette di aumentare al massimo la resistenza alla degradazione esercitata dalle ialuronidasi e quindi di massimizzare la permanenza nel tessuto.
- **Cross-linking con eterebutanedioldiglicidico (BDDE)**  
l'agente reticolante universalmente riconosciuto quale il meno tossico in assoluto, il che assicura il minimo rischio di allergie.

HYALURONIC DERMAL FILLER

# GENYAL®

## Polyvalent

## il filler per tutte le soluzioni

CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	★★★★
AGHI	2 X 27G

TRATTAMENTI: contorno labbra, codice a barre, glabella, rughe del viso, rughe della fronte, rughe periorculari, pieghe nasogeniene, rughe perilabiali, commisura labiale.



Genyal® Volumae è il filler con il miglior equilibrio tra alta viscosità, elasticità e lunga durata combinato al totale comfort, soddisfazione e affidabilità durante l'impianto di riempimento.

I risultati eccellenti conseguiti con Genyal® Polyvalent hanno condotto alla creazione di un prodotto specifico per trattare i volumi del viso sebbene mantenendo le caratteristiche della gamma Genyal®: il risultato è un gel altamente reticolato (contenente anch'esso 23 mg/ml di acido ialuronico) il quale è iniettato con un ago 27G per raggiungere il livello desiderato senza causare trauma ai tessuti.

#### Genyal® Volumae:

- Riempie i solchi e tratta le rughe profonde nella cute spessa
- Ripristina o crea volumi del viso
- Aumenta il volume delle labbra

La durata è eccezionale per un prodotto riassorbibile: essa varia tra 8 e 18 mesi dall'impianto.

### **EFFETTI SPETTACOLARI ED ECCEZIONALE DURATA**

HYALURONIC DERMAL FILLER

# GENYAL®

Volumae

## per tutti i tipi di volume

CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	★★★★★
AGHI	2 X 27G

TRATTAMENTI: guance, pieghe nasogeniene, commisura labiale, aumento del volume delle labbra, mento, rughe del viso, correzione nasale.



E' ormai indiscutibile che riempire le rughe e aumentare il volume non è il solo modo per ottenere il ringiovanimento totale del viso; per questo l'acido ialuronico naturale, non reticolato, svolge importanti funzioni per contrastare e prevenire l'invecchiamento, recuperando l'elasticità ed il turgore cutaneo.

La particolare formulazione di Genyal® Genyalift, con un'altissima concentrazione di acido ialuronico (18mg/1 ml) unita ad un'alta concentrazione di Glicerolo (20 mg/ml) e ad un peso molecolare altissimo (3 milioni di Dalton: il doppio o anche il triplo rispetto a molti preparati concorrenti), consente di ricreare l'ambiente fisiologico ottimale per la proliferazione e la migrazione dei fibroblasti e per la neosintesi di collagene, elastina ed altri costituenti della matrice extracellulare.

Genyal® Genyalift può essere usato non solo su tutti i distretti del viso, ma anche in altre zone come décolleté e dorso delle mani, con programmi diversi a seconda del grado di invecchiamento cutaneo; in linea generale, si programmano 2-3 trattamenti iniziali a breve distanza l'uno dall'altra (15-30gg), per poi proseguire con altre sedute di mantenimento a distanza di 2-3 mesi circa.

HA-GLYCEROL BIO-RESTRUCTURING GEL

**GENYAL**®  
Genyalift

## la biostimolazione ai massimi livelli


CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	18MG/ML
AGENTE STABILIZZANTE	GLYCEROL 20MG/ML
PESO MOLECOLARE	3MLN DALTON
AGHI	2 X 30G

TRATTAMENTI: glabella, rughe della fronte, rughe periorculari, guance, pieghe nasogeniene, commisura labiale, collo, rughe del viso, mani smagliature, décolleté, viso.



# risultati chiaramente visibili

**Trattamento  
rughe del viso**  
Genyal® Genyalift




PRIMA

**Pieghe naso-labiali**  
Genyal® Polyvalent




PRIMA

**Trattamento labbra**  
Genyal® Polyvalent  
Genyal® Vomulae



PRIMA

**Rinofiller**  
Genyal® Volumae



PRIMA

# La nuova Black

# Label Edition

di **GENYAL**<sup>®</sup>

La nuova tecnologia **Genyalix**<sup>®</sup> ci permette di sfruttare un nuovo tipo di crosslinking dove le lunghe catene di acido ialuronico sono raccolte in forma elicoidale in una matrice a rete mediante un nuovo processo produttivo che rende il gel monofasico, quindi totalmente reticolato e protetto interamente dall'attacco degli enzimi; senza quindi mai provocare reazioni avverse all'acido ialuronico come glaucomi o infezioni a patto che il medico rispetti le norme igienico sanitarie e non inietti troppo superficialmente o accumuli troppo prodotto in uno stesso punto.

## ● Sicurezza e affidabilità

L'idrogel iniettato nel tessuto, consente il passaggio ad ossigeno ed osmosi, proteggendo quindi regolarmente tutte le funzioni fisiologiche del tessuto.


## ● Alta resa e durata

La tecnologia **Genyalix**<sup>®</sup> usata per reticolare l'acido ialuronico permette alle catene contenute nell'idrogel una forte resistenza dinamica: il prodotto iniettato nei tessuti rimarrà così aggregato nel tessuto e manterrà la sua forma riducendo al massimo ogni possibilità di migrazione.

## ● Particolare Idrogel Monofasico

La particolare struttura dell'idrogel monofasico della nuova **Black Label Edition di Genyal**<sup>®</sup> riducendo è ottenuto totale reticolazione dell'acido ialuronico senza parti libere creando un prodotto molto compatto e meno fluido rispetto al gel bifasico con un altissimo grado di coesività che in determinate condizioni ci farà ottenere una maggiore resistenza all'azione enzimatica.

# la soluzione per ogni problema estetico



**Genyal® Lyps** colma le rughe glabellari, i solchi naso labiali lievemente evidenti, le rughe delle guance e le commissure labiali superficiali.

Permette, inoltre, di ridefinire il naso, le labbra e il loro profilo ristabilendo il volume.

**TRATTAMENTI:** rughe della glabella, rughe peribuccali, solchi naso-genieni poco marcati, commissure labiali, rughe della guancia, contorno labbra, rinofilling.

## GENYAL® LYPS

HYALURONIC DERMAL FILLER

CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	22MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	◆◆◆
AGHI	2 X 27G



**filling the lips  
and the superficial lines**



**Genyal® 24** consente efficientemente il riempimento delle “rughe della marionetta”, i solchi naso-genieni più pronunciati, riesce a dare nuovo spessore alle labbra e a trattare in generale tutti i tipi di rughe. Questo prodotto molto corposo si inietta nel derma medio e profondo.

TRATTAMENTI: rughe nasogeniene profonde, pieghe di amarezza ed in generale tutti i tipi di rughe medie e profonde.



Questo particolare prodotto presenta la più elevata concentrazione di acido ialuronico della linea **Genyal®** (26 MG/ML) e le più pregiate caratteristiche di elasto-plasticità.

Consigliato per l'accrescimento dei volumi, la ridelineazione dell'ovale e del viso, lipoatrofia facciale, mento, area mandibolare con un'applicazione indicata dunque nel derma medio e profondo.

TRATTAMENTI: zigomi, guance e mento, contorno del viso.



# GENYAL® 24

HYALURONIC DERMAL FILLER

CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	24MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	◆◆◆◆
AGHI	2 X 27G

**polyhedric and monophasic HA filler**

# GENYAL® 26

HYALURONIC DERMAL FILLER

CONTENUTO	1ML
CONCENTRAZIONE HA	26MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	◆◆◆◆◆
AGHI	2 X 25G

**volumizing and face contouring**



# GENYAL<sup>®</sup> 200

HYALURONIC ACID BODY FILLER

**The filler for a perfect reshaping  
of the body**


**Genyal® 200** è un innovativo dispositivo medico impiantabile con una composizione di acido ialuronico ideata per riscolpire notevolmente il corpo.

Con Genyal® 200 è possibile ridare forma ai glutei, polpacci ed in generale ogni zona del corpo dove sia opportuno un aumento del tessuto adiposo.

Giovanenti e miglioramenti: riplasmare il corpo in maniera naturale e fidata oggi è possibile con Genyal® 200, biocompatibile, riassimilabile e durevole, trasformando così le sembianze del proprio corpo con un processo veloce e temporaneo che richiede un tempo breve per il ritorno alle attività lavorative, eludendo cicatrici e rischi di impianti protesici mediante interventi chirurgici con uso di anestesie anche totali.

Si consiglia di usare una cannula da 16 o 18G.

TRATTAMENTI: glutei, polpacci, depressioni e asimmetrie, rimodellamento profili corporei.



# GENYAL® 200

HYALURONIC ACID BODY FILLER

## the body filler

CONTENUTO	10 ML
CONCENTRAZIONE HA	20 MG/ML
AGENTE RETICOLANTE	BDDE
GRADO DI RETICOLAZIONE	●●●●
AGHI	-





PARTNER D'ECCELLENZA

DISTRIBUTORE UNICO AUTORIZZATO PER L'ITALIA

[info@mtcorp.it](mailto:info@mtcorp.it)  
[www.mtcorp.it](http://www.mtcorp.it)



Exclusive World Distributor  
**xcelens**  
international



**Xcelens International Sagl**

Via Soldini 22 \_ ph. +41 786.58.57.10  
6830 Chiasso \_ Switzerland

[www.xcelens.ch](http://www.xcelens.ch)

[info@xcelens.ch](mailto:info@xcelens.ch)

follow us  **Xcelens**  
 **xcelensgenyalofficial**

 **SWISS EXCELLENCE**