



PARTNER D'ECCELLENZA
DISTRIBUTORE UNICO
AUTORIZZATO PER L'ITALIA

DANEMA® is a brand of MT CORP

DANEMA
The Only One

ADVANCED SKIN COSMETICS

CELENS
extra • extremeHV
no pain fillers

formula esclusiva

XCELENS 0,3% LIDOCAINA

L'esperienza e l'affidabilità ormai riconosciuta a più livelli del **team svizzero** di ricerca e sviluppo **Xcelens** è orgogliosa di presentarvi un innovativo **Filler** che coniuga una eccellente performance e risultati assolutamente "No pain".

- ● ● ● ● **Xcelens Extra 3** ed **Extra 4** sono formulati a una concentrazione di **23mg/ml** di acido ialuronico reticolato con il livello certificato di tipo **BDDE** più basso sul mercato e con una nuova percentuale di **lidocaina allo 0,3%**.
- ● ● ● ● **Xcelens Extra 3** e **Xcelens Extra 4** uniscono la sicurezza dell'acido ialuronico altamente purificato e reticolato (**BDDE**) all'elevato comfort della **lidocaina** in essi contenuta.

innovative extra

PHILOSOPHY TECHNOLOGY

La maggioranza dei filler presenti sul mercato si presentano generalmente con una reticolazione cosiddetta "a gomito", invece la gamma **Xcelens** è realizzata in acido ialuronico altamente incrociato con un **cross-linking** così detto "**a maglie**", dove in **Xcelens Extra 3** abbiamo rispettivamente 3 catene di acidi ialuronici di diversa lunghezza e in **Xcelens Extra 4** oltre l'acido ialuronico "**libero**" presente nell'innovativo **Gel Xcelens**.





3

● ● ● ● ●	CONTENUTO	1ML
● ● ● ● ●	CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
● ● ● ● ●	AGENTE RETICOLANTE	BDDE
● ● ● ● ●	GRADO DI CROSSLINKING	
● ● ● ● ●	VISCOSITÀ DINAMICA	fino a 450.000 mPas
● ● ● ● ●	AGHI	2 X 27G
● ● ● ● ●	LIDOCAINA	0,3%



INDICAZIONI: linee sottili, rughe superficiali, glabella, rughe periorbitali, zampe di gallina, commissura labiale, correzioni moderate alle pieghe nasolabiali e contorno labbra.



4

● ● ● ● ●	CONTENUTO	1ML
● ● ● ● ●	CONCENTRAZIONE HA	23MG/ML
● ● ● ● ●	AGENTE RETICOLANTE	BDDE
● ● ● ● ●	GRADO DI CROSSLINKING	
● ● ● ● ●	VISCOSITÀ DINAMICA	fino a 1.950.000 mPas
● ● ● ● ●	AGHI	2 X 27G
● ● ● ● ●	LIDOCAINA	0,3%

INDICAZIONI: rughe e linee profonde, contorno del mento, mento, area delle guance, pieghe nasolabiali, trattamento delle depressioni cutanee, aumento del volume e del contorno labbra.



EXTRA 3 è indicato per il trattamento delle linee sottili, specialmente per le rughe periorbitali, zampe di gallina, glabella, per penetrare nella superficie e nello strato medio del derma ridefinendo il loro aspetto.

EXTRA 4 è sviluppato per riempire le rughe medie e profonde, mento e aree delle guance, contorno del mento e piccole aree depresse.

Viscosità, morbidezza, elasticità sono le principali caratteristiche ad aiutare e mantenere un aspetto NATURALE dopo l'iniezione.

Extra 3 e **Extra 4** sono spesso coinvolte nelle stesse aree. **Extra 3** aumenta il volume delle labbra e definisce la forma del contorno labbra mentre **Extra 4** ha un effetto volumizzante per le labbra agendo sulle rughe e linee profonde.


XCELENS EXTREME HIGH VISCOSITY

XCELENS EXTREME HV[®] è l'ultimo ed innovativo prodotto ideato con formula esclusiva Xcelens per il trattamento soprattutto del terzo inferiore del viso: infatti l'obiettivo principale di **EXTREME HV[®]** è il ripristino, il rimodellamento e la definizione dei contorni del viso comprendendo comunque anche l'area zigomatica e più nello specifico della proiezione del mento e della linea mandibolare (Jawline), scolpendo e modellando il solco pogonion (**angolo G - Sn - Pog**)



Sulla base di tutti i test preclinici in viso comparativi oltre agli studi clinici su **XCELENS EXTREME HV[®]** si è evidenziata una durata di circa 18/24 mesi; inoltre il 100% dei medici ed il 97.7% dei pazienti intervistati hanno valutato l'aumento volumetrico del viso "come perfetto" o "molto meglio" a distanza di 3 mesi dall'impianto.

EFFICACIA PER OLTRE 24 MESI



Studio Prospettico, randomizzato e controllato su 100 pazienti con l'uso esclusivamente sul 3° inferiore del viso da 1 fino ad un massimo di 3 siringhe a trattamento eseguito in massimo 2 visite (iniziale e ritocco) a circa 90 giorni di distanza. I pazienti sono ritornati per le visite di controllo ai mesi 1, 3, 6, 12, 18, 24.



XCELENS EXTREME HV® è in definitiva la migliore scelta attualmente possibile per ricostruire e rimodellare tutti i contorni del viso e ripristinare ogni tipo di deficit volumetrico, compreso il trattamento della LIPOATROFIA facciale: le eccezionali proprietà visco elastiche di **XCELENS EXTREME HV®** unite alla nuova siringa ergonomica in vetro, consentono al medico di avere un prodotto con una capacità volumizzante incredibile, ma anche una ottima estrusione dell'idrogel dalla siringa.




**Soddisfazione del paziente,
comfort e durata**

EXTREME HV

G PRIME [G] : la reologia come giudice assoluto


La reologia è la scienza che studia lo scorrimento e la deformabilità della materia. G' è un parametro reologico che indica la capacità del filler di ritornare alla propria forma ordinaria quando sottoposto a forze dinamiche. Un altro G' Prime caratterizza un gel duro, robusto e compatto e quindi con una risposta alla compressione migliore (maggiore elasticità) : per questo un prodotto con un maggiore G' sarà il più adatto per pelli più spesse e piani di iniezione più profondi. Anche una ottima estrusione dell'idrogel dalla siringa.



I Valori e le caratteristiche fisico chimiche riportati dallo studio dei principali Fillers disponibili sul mercato mondiale sono il risultato di una ricerca indipendente fatta da Xcelens International


risultati **IMMEDIATI** **DURATA** incredibile

Da centri di ricerca indipendenti in Italia e Svizzera, su un campione di 98 individui con età compresa tra i 29 e i 72 anni, i risultati ottenuti sulla durata del trattamento, ci consentono di garantire che l'effetto del prodotto ha una durata nettamente superiore rispetto ai normali filler presenti sul mercato.



MENO DOLORE COMFORT

Grazie alla presenza della LIDOCAINA in formula con lo 0,3%, l'applicazione risulterà sicura, efficace e indolore, garantendo il massimo comfort al paziente.



XCELENS 3



XCELENS 4



XCELENS XTREME HV





www.mtcorp.it



new shop online
www.danemashop.it



PARTNER D'ECCELLENZA
DISTRIBUTORE UNICO
AUTORIZZATO PER L'ITALIA

DANEMA® is a brand of MT CORP

DANEMA®

ADVANCED SKIN COSMETICS



info@mtcorp.it



follow us
[@danemashop](https://www.instagram.com/danemashop)



x c e l e n s

Research & Development

Follow us: [xcelensgenyalofficial](https://www.instagram.com/xcelensgenyalofficial)

XCELENS INTERNATIONAL Sagl

Via Soldini 22 • Chiasso • CH 6830 • Switzerland
ph. +41 786.58.57.10 • info@xcelens.ch • xcelens.ch

swiss excellence